



ABRILA

Manual de Instrucciones



CERVICAL



INFORMACIÓN IMPORTANTE!

CONSERVAR PARA USO FUTURO!

Lee el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar este dispositivo, especialmente las instrucciones de seguridad, y guarda el manual de instrucciones para uso futuro.

Si entregas este dispositivo a otra persona, es vital que también le transmitas estas instrucciones de uso.



Este manual de instrucciones pertenece a este dispositivo. Contiene información importante sobre el encendido y la operación. Lee el manual de instrucciones minuciosamente. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones graves o daños al dispositivo.



ADVERTENCIA

Estas notas de advertencia deben ser observadas para prevenir cualquier lesión al usuario.



PRECAUCIÓN

Estas notas deben ser observadas para prevenir cualquier daño al dispositivo.



NOTA

Estas notas te brindan información adicional útil sobre la instalación o operación.



Categoría de protección II



No perforar el cojín calefactor!



Cojín calefactor cuando esté doblado!



No debe ser utilizado por niños muy pequeños (0-3 años) !



Use el calefactor solo en interiores!



Temperatura máxima de lavado 30 °C, proceso muy suave.



No clorar.



No seque el cojín calefactor en una secadora de tambor!
La funda del cojín no se debe colocar en una secadora!



No planche el cojín calefactor!
Puede planchar la funda del cojín a baja temperatura!



No limpiar en seco.

1. Información de seguridad

- Verifique cuidadosamente la almohadilla térmica antes de cada uso, si nota desgaste o daños.
- No la utilice si observa desgaste, daños o signos de uso indebido en el dispositivo, el interruptor o los cables, o si el dispositivo no funciona.
- Antes de conectar el dispositivo a su fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje de suministro indicado en la placa de clasificación sea compatible con su suministro eléctrico.
- No doble ni arrugue la almohadilla térmica durante el uso.
- No perforo la almohadilla con alfileres de seguridad u otros objetos puntiagudos o afilados.

- No utilice el dispositivo en niños o personas que estén discapacitadas, dormidas o insensibles al calor (personas que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento).
- Los niños menores de 3 años no pueden usar este dispositivo, porque no son capaces de reaccionar al sobrecalentamiento.
- El dispositivo no debe ser utilizado por niños pequeños mayores de 3 años, a menos que la unidad de control haya sido ajustada adecuadamente por sus padres o tutores legales, o a menos que el niño haya sido bien instruido sobre cómo usar correctamente la unidad de control.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los riesgos involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Nunca use la almohadilla sin supervisión.
- El dispositivo es solo para uso privado y no debe ser utilizado en hospitales.
- No se quede dormido mientras la almohadilla térmica esté encendida.
- El uso prolongado de la almohadilla térmica en un ajuste alto podría causar quemaduras en la piel.
- No cubra la almohadilla con otros cojines. El interruptor de control no debe ser cubierto ni colocado sobre o debajo de la almohadilla mientras la unidad esté en funcionamiento.
- No se sienta sobre la almohadilla térmica. En su lugar, coloque la almohadilla sobre o contra la parte del cuerpo a tratar. El uso previsto de la almohadilla es tratar solo la espalda y el cuello.
- Nunca toque una almohadilla térmica que haya caído al agua. Desconecte la unidad de la toma de corriente inmediatamente.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Nunca transporte, tire ni gire la almohadilla térmica por el cable de alimentación y no deje que el cable se enrede.
- No use la almohadilla térmica cuando esté mojada y úsela solo en ambientes secos (no en el baño u otros ambientes similares).
- Los controles y cables no deben estar expuestos a ningún tipo de humedad.
- Si se produce un fallo, no intente reparar la unidad usted mismo. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un distribuidor autorizado especializado u otro personal adecuadamente calificado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar peligros.
- Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por uno del mismo tipo.
- La almohadilla térmica solo puede ser operada con la unidad de control (SS02) suministrada.
- Al almacenar la almohadilla térmica, permita que se enfríe antes de doblarla.
- Si tiene alguna preocupación sobre problemas de salud, consulte a su médico antes de usar la almohadilla térmica.

- No use la almohadilla térmica en partes del cuerpo que estén hinchadas, lesionadas o inflamadas.
- Si experimenta dolores persistentes en los músculos y las articulaciones, informe a su médico. Los dolores persistentes pueden ser un síntoma de una enfermedad grave.
- Si experimenta algún dolor o malestar mientras usa la unidad, deje de usarla inmediatamente.
- Principio del formulario

Limpieza y mantenimiento

Almohadilla térmica:

- Antes de limpiar la almohadilla, desenchúfela de la toma de corriente y déjela enfriar durante al menos diez minutos.
- La almohadilla térmica está equipada con un cable desmontable. Desconecte el enchufe y retire el cable de la almohadilla térmica.
- Puede lavar la almohadilla térmica suavemente a mano. La mejor manera de hacerlo es poner la almohadilla térmica en un baño con agua tibia y un detergente suave, y luego exprimirla suavemente.
- Enjuague la almohadilla térmica varias veces para eliminar todo el detergente.
- Guarde la unidad en un lugar limpio y seco, extendida plana sin nada que la cubra o descansa sobre ella.
- Solo use el aparato una vez que esté completamente seco.



No deseche este producto como residuos municipales no clasificados. Es necesario recoger estos residuos por separado para su tratamiento especial. Para devolver su dispositivo usado, utilice el sistema de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden tomar este producto para su reciclaje seguro para el medio ambiente.